


WM-Ekologen ab



ES-System (enkeltpolning)

Urin spolås med en självstängande ventil c:a 0,1 liter vatten till en tank eller infiltration enligt kommunens anvisningar.

Det fasta toalettavfallet faller ned i ett tunna som står i en isolerad behållare i vilken undertryck skapas med en kanalläkt. Behållaren är isolerad för att förhindra kondens. Det fasta toalettavfallet torkar varvid bakterier och virus avdödas. Detta är en enkel och tillförlitlig metod och efter en total torktid av 6 månader kan materialet brännas eller grävas ned i marken där det snabbt bryts ned till jord.

Bytesintervallet av standardtunnan (80 liter) beror på disciplinen med papper men för en normalfamilj bör en tunna räcka i tre månader. Det är enkelt att byta tunna eftersom vikten av en full tunna endast är 10-12 kg.

Data:

Toalettstol: Av sanitetsporcelain.
Längd 570 mm,
bredd 370 mm,
sitthöjd 400 mm.

Vattenanslutning: R ½"

Urinavlopp: Slang dy 23 mm att anslutas mot 50 rör PVC eller PP.

Nedfallsrör: Dy 200 (ingår ej) monteras 50 mm ovan färdigt golv.

Isolerad behållare av varmgalvaniserad plåt med gummipackning för 200-rör. Ventilationsstos 100.

Inklusive 1 respektive 2 tunnor med lock.

Modell 2 för 2 tunnor.

Mått: bredd 630 mm, höjd 600 mm, längd 1210 mm.

Modell 1 för 1 tunna.

Mått: bredd 630 mm, höjd 600 mm, längd 600 mm.

Fläkt: Kanalläkt att anslutas till behållaren.

Kapacitet c:a 35 m³/h.

36 W 220 V 1-fas.

